

CZ - Bezpečnostní pokyny pro ochrannou roušku 3vrstvou

Ochranná rouška je určena k ochraně proti prachu, nečistotám a virovým infekcím. Používejte roušku pouze v souladu s jejím určením – k ochraně dýchacích cest v rizikových prostředích, jako jsou veřejné prostory, nemocnice, nebo při kontaktu s nemocnými osobami. Před nasazením roušky si umyjte ruce vodou a mýdlem nebo použijte dezinfekční prostředek na bázi alkoholu. Roušku umístěte na obličej tak, aby pokryla nos a ústa, a ujistěte se, že sedí těsně. Gumičky nasadíte za uši tak, aby rouška dobře přiléhala k tváři. Pokud je rouška vybavena plastovou výztuží, ujistěte se, že je správně umístěná pro dokonalé anatomické tvarování kolem nosu a obličeje. Rouška je určena k jednorázovému použití. Po použití ji ihned zlikvidujte. Nikdy nepoužívejte roušku opakovaně. Pokud rouška během použití navlhne, poškození nebo znečištění, okamžitě ji vyměňte. Při nasazování a sundávání roušky se vyhněte dotýkání vnitřní strany roušky, abyste předešli kontaminaci. Pokud rouška během nošení způsobí podráždění pokožky nebo jiné zdravotní problémy, přestaňte ji používat a konzultujte s lékařem. V případě, že rouška dojde do kontaktu s kontaminovanými tekutinami, ihned ji vyměňte. Uchovávejte roušku na suchém a čistém místě, mimo přímé sluneční světlo a zdroje tepla. Rouška má antibakteriální filtrační účinnost 99,5 % a je navržena tak, aby bránila proniknutí kapalin a částic. Nicméně není určena k ochraně proti toxickým plynům nebo jiným chemikáliím. Rouška není určena pro použití u dětí mladších než 2 roky. U dětí nad tuto věkovou hranici je nutné, aby roušku používali pouze pod dohledem dospělé osoby. Pokud máte pochybnosti o správném použití roušky nebo jejích účincích, poraďte se s odborníkem nebo se řiďte pokyny uvedenými na obalu výrobku.

SK - Bezpečnostné pokyny pre ochrannú rúšku 3vrstvovú

Ochranná rúška je určená na ochranu proti prachu, nečistotám a vírusovým infekciám. Používajte rúšku iba v súlade s jej určením – na ochranu dýchacích ciest v rizikových prostrediach, ako sú verejné priestranstvá, nemocnice alebo pri kontakte s chorými osobami. Pred nasadením rúšky si umyte ruky vodou a mydlom alebo použite dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu. Rúšku umiestnite na tvár tak, aby zakrývala nos a ústa, a uistite sa, že sedí tesne. Gumičky nasadíte za uši tak, aby rúška dobre priľhla k tvári. Ak je rúška vybavená plastovou výstuhou, uistite sa, že je správne umiestnená pre dokonalé anatomické tvarovanie okolo nosa a tváre. Rúška je určená na jednorazové použitie. Po použití ju ihneď zlikvidujte. Nikdy nepoužívajte rúšku opakovane. Ak rúška počas používania navlhne, poškodí sa alebo sa znečistí, okamžite ju vymieňte. Pri nasadzovaní a snímaní rúšky sa vyhnite dotýkaniu vnútornej strany rúšky, aby ste predišli kontaminácii. Ak rúška počas nosenia spôsobí podráždenie pokožky alebo iné zdravotné problémy, prestaňte ju používať a konzultujte s lekárom. V prípade, že rúška príde do kontaktu s kontaminovanými tekutinami, ihneď ju vymeňte. Uchovávajte rúšku na suchom a čistom mieste, mimo priameho slnečného svetla a zdrojov tepla. Rúška má antibakteriálnu filtračnú účinnosť 99,5 % a je navrhnutá tak, aby bránila prenikaniu tekutín a častíc. Nie je určená na ochranu proti toxickým plynom alebo iným chemikáliám. Rúška nie je určená pre deti mladšie ako 2 roky. U detí nad túto vekovú hranicu je nevyhnutné, aby rúšku používali iba pod dohľadom dospelšej osoby. Ak máte pochybnosti o správnom použití rúšky alebo jej účinkoch, poraďte sa s odborníkom alebo sa riadte pokynmi uvedenými na obale výrobku.

PL - Instrukcje bezpieczeństwa dla ochronnej maseczki 3-warstwowej

Maseczka ochronna jest przeznaczona do ochrony przed pyłem, zanieczyszczeniami i infekcjami wirusowymi. Używaj maseczki wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem – do ochrony dróg oddechowych w środowiskach ryzykownych, takich jak miejsca publiczne, szpitale lub kontakt z osobami chorymi.

Przed założeniem maseczki umyj ręce wodą i mydłem lub użyj środka dezynfekującego na bazie alkoholu. Umieść maseczkę na twarzy, aby zakryła nos i usta, upewniając się, że przylega szczelnie. Gumki załóż na uszy, tak aby maseczka dobrze przylegała do twarzy. Jeśli maseczka jest wyposażona w plastikową wkładkę, upewnij się, że jest prawidłowo umieszczona, aby dokładnie dopasować ją do nosa i twarzy. Maseczka przeznaczona jest do jednorazowego użytku. Po użyciu natychmiast ją zutylizuj. Nigdy nie używaj maseczki ponownie. Jeśli maseczka w trakcie użytkowania stanie się wilgotna, uszkodzona lub zanieczyszczona, natychmiast ją wymień. Podczas zakładania i zdejmowania maseczki unikaj kontaktu z jej wewnętrzną stroną, aby zapobiec zanieczyszczeniu. Jeśli maseczka powoduje podrażnienia skóry lub inne problemy zdrowotne, natychmiast przestań ją używać i skonsultuj się z lekarzem. W przypadku kontaktu maseczki z zanieczyszczonymi płynami, natychmiast ją wymień. Przechowuj maseczkę w suchym i czystym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła. Maseczka ma skuteczność filtracji antybakteryjnej na poziomie 99,5% i zapobiega przenikaniu płynów i cząsteczek. Nie jest przeznaczona do ochrony przed toksycznymi gazami lub innymi chemikaliami. Maseczka nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 2. roku życia. Dzieci powyżej tego wieku powinny używać maseczki wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Jeśli masz wątpliwości co do właściwego użycia maseczki lub jej skuteczności, skonsultuj się ze specjalistą lub postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi na opakowaniu.

HU - Biztonsági utasítások a 3 rétegű védőmaszkhoz

A védőmaszk a por, szennyeződések és vírusfertőzések elleni védelemre szolgál. A maszkot kizárólag a rendeltetésének megfelelően használja – a légutak védelmére olyan kockázatos környezetekben, mint a nyilvános helyek, kórházak vagy betegek közvetlen érintkezésében. A maszk felhelyezése előtt mosson kezet vízzel és szappannal, vagy használjon alkohol alapú kézfertőtlenítőt. Helyezze a maszkot az arcára úgy, hogy az fedje le az orrot és a száját, és győződjön meg róla, hogy szorosan illeszkedik. A maszk pántját helyezze el a fülén úgy, hogy jól illeszkedjen az arcra. Ha a maszk műanyag megerősítéssel rendelkezik, győződjön meg róla, hogy az megfelelően van elhelyezve, hogy pontosan formálja az orr és az arc vonalát. A maszk egyetlen használatra készült. Használat után azonnal semmisítse meg. Ne használja újra a maszkot. Ha a maszk használat közben nedves, sérült vagy szennyezett lesz, azonnal cserélje ki. A maszk felhelyezésekor és eltávolításakor kerülje a belső oldal érintkezését, hogy elkerülje a szennyeződést. Ha a maszk viselése során bőr irritációt vagy más egészségügyi problémákat tapasztal, azonnal hagyja abba a használatát, és forduljon orvoshoz. Ha a maszk érintkezésbe kerül szennyezett folyadékokkal, azonnal cserélje ki. A maszkot száraz, tiszta helyen tárolja, távol a közvetlen napfénytől és hőforrásoktól. A maszk 99,5%-os antibakteriális szűrőhatékonysággal rendelkezik, és megakadályozza a folyadékok és részecskék behatolását. Azonban nem alkalmas toxikus gázok vagy egyéb vegyi anyagok elleni védelemre. A maszk nem gyermekek számára készült, ha azt a gyártó nem jelzi kifejezetten. A 2 évnél idősebb gyermekek számára a maszkot kizárólag felnőtt felügyelete mellett használják. Ha kétségei vannak a maszk helyes használatával vagy hatékonyságával kapcsolatban, konzultáljon szakemberrel, vagy kövesse a terméken található utasításokat.

EN - Safety Instructions for 3-Layer Protective Mask

The protective mask is designed to protect against dust, dirt, and viral infections. Use the mask only as intended – to protect the airways in risky environments such as public spaces, hospitals, or when in contact with sick individuals. Before putting on the mask, wash your hands with water and soap, or use an alcohol-based hand sanitizer. Place the mask on your face so that it covers the nose and mouth, and ensure it fits snugly. Attach the ear straps so that the mask sits comfortably against your face. If the

mask has a plastic reinforcement, ensure that it is correctly positioned to mold to the shape of the nose and face. The mask is for single use only. After use, dispose of it immediately. Do not reuse the mask. If the mask becomes wet, damaged, or contaminated during use, replace it immediately. When putting on or taking off the mask, avoid touching the inner side of the mask to prevent contamination. If the mask causes skin irritation or other health issues while wearing, stop using it and consult a doctor. If the mask comes into contact with contaminated fluids, replace it immediately. Store the mask in a dry, clean place, away from direct sunlight and heat sources. The mask has an antibacterial filtration efficiency of 99.5% and is designed to prevent the penetration of fluids and particles. However, it is not intended for protection against toxic gases or other chemicals. The mask is not intended for use by children under 2 years old. Children over this age should use the mask only under adult supervision. If you have doubts about the proper use or effectiveness of the mask, consult a professional or follow the instructions provided on the packaging.

DE - Sicherheitshinweise für die 3-lagige Schutzmaske

Die Schutzmaske dient dem Schutz vor Staub, Schmutz und viralen Infektionen. Verwenden Sie die Maske nur gemäß ihrer Bestimmung – zum Schutz der Atemwege in risikobehafteten Umgebungen wie öffentlichen Räumen, Krankenhäusern oder bei Kontakt mit erkrankten Personen. Waschen Sie sich vor dem Aufsetzen der Maske die Hände mit Wasser und Seife oder verwenden Sie ein alkoholbasiertes Desinfektionsmittel. Setzen Sie die Maske auf Ihr Gesicht, sodass sie Nase und Mund bedeckt und stellen Sie sicher, dass sie gut sitzt. Befestigen Sie die Ohrgummis so, dass die Maske gut am Gesicht anliegt. Wenn die Maske mit einer Kunststoffverstärkung ausgestattet ist, stellen Sie sicher, dass diese korrekt positioniert ist, um sich an die Form von Nase und Gesicht anzupassen. Die Maske ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt. Entsorgen Sie sie nach Gebrauch sofort. Verwenden Sie die Maske nicht wieder. Wenn die Maske während des Gebrauchs nass, beschädigt oder verschmutzt wird, ersetzen Sie sie sofort. Vermeiden Sie es, beim Auf- oder Absetzen der Maske die Innenseite der Maske zu berühren, um eine Kontamination zu vermeiden. Wenn die Maske Hautirritationen oder andere Gesundheitsprobleme verursacht, hören Sie sofort auf, sie zu verwenden, und konsultieren Sie einen Arzt. Wenn die Maske mit kontaminierten Flüssigkeiten in Kontakt kommt, ersetzen Sie sie sofort. Lagern Sie die Maske an einem trockenen, sauberen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen. Die Maske hat eine antibakterielle Filtrationseffizienz von 99,5 % und ist dafür konzipiert, das Eindringen von Flüssigkeiten und Partikeln zu verhindern. Sie ist jedoch nicht für den Schutz vor giftigen Gasen oder anderen Chemikalien geeignet. Die Maske ist nicht für Kinder unter 2 Jahren geeignet. Kinder über diesem Alter sollten die Maske nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden. Wenn Sie Zweifel an der richtigen Anwendung oder der Wirksamkeit der Maske haben, konsultieren Sie einen Fachmann oder folgen Sie den Anweisungen auf der Verpackung.

RO - Instrucțiuni de siguranță pentru masca de protecție din 3 straturi

Masca de protecție este destinată protecției împotriva prafului, murdăriei și infecțiilor virale. Utilizați masca doar conform destinației sale – pentru protecția căilor respiratorii în medii riscante, cum ar fi spațiile publice, spitalele sau atunci când aveți contact cu persoane bolnave. Înainte de a pune masca, spălați-vă pe mâini cu apă și săpun sau utilizați un dezinfectant pe bază de alcool. Puneți masca pe față astfel încât să acopere nasul și gura și asigurați-vă că se potrivește bine. Prindeți elasticul de urechi astfel încât masca să se aplice confortabil pe față. Dacă masca este echipată cu o armătură din plastic, asigurați-vă că este poziționată corect pentru a se potrivi perfect pe nas și față. Masca este destinată pentru utilizare unică. După utilizare, aruncați-o imediat. Nu reutilizați masca. Dacă masca se umezește,

se deteriorează sau se contaminează în timpul utilizării, înlocuiți-o imediat. Când puneți sau îndepărtați masca, evitați să atingeți partea interioară a acesteia pentru a preveni contaminarea. Dacă masca provoacă iritații ale pielii sau alte probleme de sănătate în timpul purtării, opriți utilizarea și consultați un medic. Dacă masca intră în contact cu lichide contaminate, înlocuiți-o imediat. Depozitați masca într-un loc uscat și curat, departe de lumina directă a soarelui și de sursele de căldură. Masca are o eficiență antibacteriană de filtrare de 99,5% și este concepută pentru a preveni pătrunderea lichidelor și particulelor. Totuși, nu este destinată pentru protecția împotriva gazelor toxice sau altor substanțe chimice. Masca nu este destinată utilizării de către copii sub 2 ani. Copiii de peste această vârstă trebuie să folosească masca numai sub supravegherea unui adult. Dacă aveți nelămuriri cu privire la utilizarea corectă sau eficiența măștii, consultați un specialist sau urmați instrucțiunile de pe ambalaj.

BG - Инструкции за безопасност за трислойна защитна маска

Защитната маска е предназначена за защита от прах, замърсявания и вирусни инфекции. Използвайте маската само съгласно нейното предназначение – за защита на дихателните пътища в рискови среди като обществени места, болници или при контакт с болни лица. Преди да поставите маската, измийте ръцете си с вода и сапун или използвайте дезинфектант на алкохолна основа. Поставете маската на лицето си така, че да покрива носа и устата и се уверете, че прилепва плътно. Поставете гуменките зад ушите така, че маската да прилепва добре към лицето. Ако маската е оборудвана с пластмасова опора, уверете се, че тя е поставена правилно за перфектно анатомично оформяне около носа и лицето. Маската е предназначена за еднократна употреба. След употреба я изхвърлете веднага. Не използвайте маската повторно. Ако маската се намокри, повреди или замърси по време на употреба, сменете я веднага. При поставяне или сваляне на маската избягвайте да докосвате вътрешната част на маската, за да предотвратите замърсяване. Ако маската причини раздразнение на кожата или други здравословни проблеми при носене, спрете да я използвате и се консултирайте с лекар. Ако маската влезе в контакт с замърсени течности, сменете я веднага. Съхранявайте маската на сухо и чисто място, далеч от пряка слънчева светлина и източници на топлина. Маската има антибактериална филтрационна ефективност от 99,5% и е предназначена да предотвратява проникването на течности и частици. Тя обаче не е предназначена за защита от токсични газове или други химикали. Маската не е предназначена за деца под 2 години. Децата над тази възраст трябва да използват маската само под наблюдение на възрастен. Ако имате съмнения относно правилното използване или ефективността на маската, консултирайте се с експерт или следвайте инструкциите на опаковката.

UA - Інструкції з безпеки для трислойної захисної маски

Захисна маска призначена для захисту від пилу, бруду та вірусних інфекцій. Використовуйте маску тільки за призначенням — для захисту дихальних шляхів у ризикованих умовах, таких як громадські місця, лікарні або при контакті з хворими людьми. Перед одяганням маски вимийте руки водою з милом або використовуйте спиртовий антисептик. Надіньте маску на обличчя так, щоб вона покривала ніс і рот, і переконайтеся, що вона щільно сидить. Надягніть гумки за вуха, щоб маска добре прилягала до обличчя. Якщо маска оснащена пластиковим підсилювачем, переконайтеся, що він правильно розташований для ідеальної анатомічної форми навколо носа та обличчя. Маска призначена для одноразового використання. Після використання негайно утилізуйте її. Не використовуйте маску повторно. Якщо маска вологіє, пошкоджується або забруднюється під час використання, негайно замініть її на нову. При одяганні та знятті маски

уникайте доторкання до її внутрішньої частини, щоб уникнути забруднення. Якщо маска спричиняє подразнення шкіри або інші проблеми зі здоров'ям під час носіння, припиніть її використання та зверніться до лікаря. Якщо маска контактує з забрудненими рідинами, негайно замініть її. Зберігайте маску в сухому та чистому місці, подалі від прямого сонячного світла та джерел тепла. Маска має антибактеріальну фільтраційну ефективність 99,5% і призначена для запобігання проникненню рідин і часток. Однак вона не призначена для захисту від токсичних газів або інших хімічних речовин. Маска не призначена для дітей віком до 2 років. Діти старше цього віку повинні носити маску лише під наглядом дорослих. Якщо у вас є сумніви щодо правильного використання або ефективності маски, проконсультуйтеся з експертом або дотримуйтеся інструкцій на упаковці.

LT - Saugos instrukcijos dėl trijų sluoksnių apsauginės kaukės

Apsauginė kaukė skirta apsaugoti nuo dulkių, nešvarumų ir virusinių infekcijų. Naudokite kaukę tik pagal paskirtį – apsaugoti kvėpavimo takus rizikingose aplinkose, tokiose kaip viešosios vietos, ligoninės arba kontaktuojant su sergančiais asmenimis. Prieš dėvint kaukę, nusiplaukite rankas su muilu ir vandeniu arba naudokite alkoholio pagrindu pagamintą dezinfekcijos priemonę. Užsidėkite kaukę ant veido taip, kad ji dengia nosį ir burną, ir įsitinkite, kad ji gerai priglunda. Užsidėkite gumytės už ausų, kad kaukė tvirtai priliptų prie veido. Jei kaukė turi plastikinę atramą, įsitinkite, kad ji teisingai įdėta, kad idealiai priglustų prie nosies ir veido. Kaukė skirta vienkartiniam naudojimui. Po naudojimo ją nedelsiant išmeskite. Nenaudokite kaukės pakartotinai. Jei kaukė sušlampa, pažeidžiama arba užteršta naudojimo metu, nedelsdami ją pakeiskite nauja. Užsidėdami ir nuimdami kaukę venkite liesti jos vidinę pusę, kad išvengtumėte užteršimo. Jei kaukė sukelia odos dirginimą arba kitų sveikatos problemų dėvėjimo metu, nustokite ją naudoti ir kreipkitės į gydytoją. Jei kaukė patenka į užterštus skysčius, ją nedelsiant pakeiskite. Laikykite kaukę sausą ir švarią, atokiau nuo tiesioginės saulės šviesos ir šilumos šaltinių. Kaukė turi antibakterinį filtruojamąjį efektyvumą 99,5% ir skirta apsaugoti nuo skysčių ir dalelių patekimo. Tačiau ji nėra skirta apsaugoti nuo toksiškų dujų ar kitų cheminių medžiagų. Kaukė nėra skirta naudoti vaikams iki 2 metų. Vaikai virš šio amžiaus turi naudoti kaukę tik suaugusiųjų priežiūroje. Jei turite abejonių dėl tinkamo kaukės naudojimo ar jos efektyvumo, pasitarkite su specialistu arba laikykitės gamintojo nurodymų ant pakuotės.

LV - Drošības norādījumi trīslāņu aizsargmaska

Aizsargmaska ir paredzēta aizsardzībai pret putekļiem, netīrumiem un vīrusu infekcijām. Lietojiet masku tikai atbilstoši tās paredzētajam mērķim – aizsargājot elpceļus riska vidēs, piemēram, sabiedriskās vietās, slimnīcās vai kontaktējoties ar slimiem cilvēkiem. Pirms maskas uzlikšanas nomazgājiet rokas ar ūdeni un ziepēm vai lietojiet alkohola bāzes dezinfekcijas līdzekli. Uzlieciet masku uz sejas tā, lai tā nosegtu degunu un muti, un pārliedzinieties, ka tā cieši pieguļ. Uzlieciet gumijas stīgas aiz ausīm, lai maska cieši piekļautos sejai. Ja maska ir aprīkota ar plastmasas pastiprinājumu, pārliedzinieties, ka tas ir pareizi novietots, lai veidotu ideālu anatomisku formu ap degunu un seju. Maska ir paredzēta vienreizējai lietošanai. Pēc lietošanas nekavējoties to iznīciniet. Nekad nelietojiet masku atkārtoti. Ja maska mitrinās, tiek bojāta vai kļūst netīra lietošanas laikā, nekavējoties to aizstājiet ar jaunu. Uzliekot un noņemot masku, izvairieties no iekšējās puses pieskāriena, lai novērstu piesārņojumu. Ja maska izraisa ādas kairinājumu vai citas veselības problēmas valkāšanas laikā, pārtrauciet tās lietošanu un konsultējieties ar ārstu. Ja maska nonāk saskarē ar piesārņotiem šķidrumiem, nekavējoties to aizstājiet. Glabājiet masku sausā un tīrā vietā, prom no tiešas saules gaismas un siltuma avotiem. Maska ir antibakteriālā filtrēšanas efektivitāte 99,5%, un tā paredzēta, lai novērstu šķidrums un daļiņu iekļūšanu.

Tomēr tā nav paredzēta aizsardzībai pret toksiskajiem gāzēm vai citiem ķīmiskiem savienojumiem. Maska nav paredzēta lietošanai bērniem līdz 2 gadu vecumam. Bērniem virs šī vecuma masku jālieto tikai pieaugušo uzraudzībā. Ja jums ir šaubas par pareizu maskas lietošanu vai tās efektivitāti, konsultējieties ar speciālistu vai ievērojiet ražotāja norādījumus uz iepakojuma.

EE - Turvalisuse juhised kolmekihilise kaitsemaski kohta

Kaitsemask on mõeldud kaitseks tolmu, mustuse ja viirusinfektsioonide eest. Kasutage maski ainult vastavalt selle otstarbele – hingamisteede kaitsmiseks riskipiirkondades, nagu avalikes kohtades, haiglates või kontaktis haigete inimestega. Enne maski panemist peske käed seebi ja veega või kasutage alkoholipõhist desinfektsioonivahendit. Pange mask näole nii, et see kataks nina ja suu, veenduge, et see istuks tihedalt. Asetage kummipaelad kõrvade taha, et mask sobiks hästi nää külge. Kui maskil on plastist tugevdus, veenduge, et see oleks õigesti paigutatud, et luua täiuslik anatoomiline vorm nina ja nää ümber. Mask on mõeldud ühekordseks kasutamiseks. Pärast kasutamist visake see koheselt ära. Ärge kasutage maski korduvkasutamiseks. Kui mask läheb kasutamise ajal niiskeks, kahjustub või määrdub, vahetage see kohe uue vastu. Maski panemisel ja eemaldamisel vältige maski sisepinna puudutamist, et vältida saastumist. Kui mask põhjustab nahapõletikku või muid tervisemuresid, lõpetage selle kasutamine ja pöörduge arsti poole. Kui mask puutub kokku saastunud vedelikega, vahetage see koheselt. Hoidke maski kuivas ja puhtas kohas, eemal otsesest päikesevalgusest ja soojusallikatest. Maskil on antibakteriaalne filtratsioonitõhusus 99,5% ja see on mõeldud vedelike ja osakeste tungimise takistamiseks. Kuid see ei ole ette nähtud kaitseks toksiliste gaaside ega teiste keemiliste ainete eest. Maski ei ole mõeldud lastele, kes on alla 2-aastased. Üle 2-aastastel lastel tuleb maski kasutada ainult täiskasvanute järelevalve all. Kui teil on kahtlusi maski õige kasutamise või selle efektiivsuse osas, konsulteerige spetsialistiga või järgige pakendi tootja juhiseid.

FR - Consignes de sécurité pour le masque de protection à 3 couches

Le masque de protection est destiné à protéger contre la poussière, les salissures et les infections virales. Utilisez le masque uniquement conformément à sa destination, c'est-à-dire pour protéger les voies respiratoires dans des environnements à risque tels que les lieux publics, les hôpitaux ou lors de contacts avec des personnes malades. Avant de mettre le masque, lavez-vous les mains à l'eau et au savon ou utilisez un désinfectant à base d'alcool. Placez le masque sur votre visage de manière à ce qu'il couvre le nez et la bouche, en vous assurant qu'il est bien ajusté. Mettez les élastiques derrière les oreilles pour que le masque adhère bien à votre visage. Si le masque est équipé d'un renfort en plastique, assurez-vous qu'il est correctement placé pour un ajustement anatomique parfait autour du nez et du visage. Ce masque est destiné à un usage unique. Après utilisation, jetez-le immédiatement. Ne réutilisez jamais ce masque. Si le masque devient humide, endommagé ou sale pendant son utilisation, remplacez-le immédiatement par un nouveau. Lors de la mise en place et du retrait du masque, évitez de toucher l'intérieur du masque pour éviter toute contamination. Si le masque provoque une irritation de la peau ou d'autres problèmes de santé pendant son port, arrêtez de l'utiliser et consultez un médecin. Si le masque entre en contact avec des liquides contaminés, remplacez-le immédiatement. Conservez le masque dans un endroit sec et propre, à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur. Le masque présente une efficacité de filtration antibactérienne de 99,5 % et est conçu pour empêcher l'entrée de liquides et de particules. Cependant, il n'est pas destiné à protéger contre les gaz toxiques ou autres produits chimiques. Ce masque n'est pas destiné aux enfants de moins de 2 ans. Les enfants de plus de 2 ans doivent l'utiliser uniquement

sous la surveillance d'un adulte. Si vous avez des doutes sur l'utilisation correcte du masque ou sur son efficacité, consultez un professionnel ou suivez les instructions du fabricant sur l'emballage.

ES - Instrucciones de seguridad para la mascarilla de protección de 3 capas

La mascarilla de protección está diseñada para proteger contra el polvo, la suciedad y las infecciones virales. Use la mascarilla solo para los fines previstos, es decir, para proteger las vías respiratorias en entornos de riesgo, como lugares públicos, hospitales o al estar en contacto con personas enfermas. Antes de ponerse la mascarilla, lávese las manos con agua y jabón o use un desinfectante a base de alcohol. Coloque la mascarilla en su rostro de manera que cubra la nariz y la boca, asegurándose de que se ajuste bien. Coloque las gomas detrás de las orejas para que la mascarilla se adhiera bien al rostro. Si la mascarilla está equipada con un refuerzo de plástico, asegúrese de que esté colocado correctamente para un ajuste anatómico perfecto alrededor de la nariz y el rostro. Esta mascarilla está diseñada para un solo uso. Después de usarla, deséchela inmediatamente. No la reutilice. Si la mascarilla se moja, se daña o se ensucia durante su uso, reemplácela de inmediato por una nueva. Al ponerse y quitarse la mascarilla, evite tocar la parte interior de la mascarilla para evitar la contaminación. Si la mascarilla causa irritación en la piel u otros problemas de salud durante su uso, deje de usarla y consulte a un médico. Si la mascarilla entra en contacto con líquidos contaminados, cámbiela de inmediato. Guarde la mascarilla en un lugar seco y limpio, fuera de la luz solar directa y de fuentes de calor. La mascarilla tiene una eficacia de filtración antibacteriana del 99,5 % y está diseñada para evitar la penetración de líquidos y partículas. Sin embargo, no está destinada a proteger contra gases tóxicos u otros productos químicos. Este producto no está destinado a niños menores de 2 años. Los niños mayores de 2 años deben usarlo solo bajo la supervisión de un adulto. Si tiene dudas sobre el uso adecuado del producto o sobre su efectividad, consulte a un profesional o siga las instrucciones del fabricante que se encuentran en el envase.

IT - Istruzioni di sicurezza per la maschera protettiva a 3 strati

La maschera protettiva è progettata per proteggere contro polvere, sporco e infezioni virali. Utilizzare la maschera solo per gli scopi previsti, ovvero per proteggere le vie respiratorie in ambienti a rischio, come spazi pubblici, ospedali o durante il contatto con persone malate. Prima di indossare la maschera, lavarsi le mani con acqua e sapone o utilizzare un disinfettante a base di alcol. Posizionare la maschera sul viso in modo che copra naso e bocca, assicurandosi che aderisca bene. Posizionare gli elastici dietro le orecchie in modo che la maschera aderisca bene al viso. Se la maschera è dotata di rinforzo in plastica, assicurarsi che sia correttamente posizionata per garantire una perfetta conformazione anatomica attorno al naso e al viso. Questa maschera è destinata a un uso singolo. Dopo l'uso, gettarla immediatamente. Non riutilizzare mai la maschera. Se la maschera diventa umida, danneggiata o sporca durante l'uso, sostituirla immediatamente con una nuova. Quando si indossa e si rimuove la maschera, evitare di toccare la parte interna della maschera per evitare contaminazioni. Se la maschera provoca irritazione della pelle o altri problemi di salute durante l'uso, interrompere l'uso e consultare un medico. Se la maschera entra in contatto con liquidi contaminati, sostituirla immediatamente. Conservare la maschera in un luogo asciutto e pulito, lontano dalla luce solare diretta e da fonti di calore. La maschera ha un'efficacia di filtrazione antibatterica del 99,5% ed è progettata per impedire l'ingresso di liquidi e particelle. Tuttavia, non è destinata a proteggere contro gas tossici o altre sostanze chimiche. Questo prodotto non è destinato ai bambini sotto i 2 anni. I bambini sopra i 2 anni devono usarla solo sotto la supervisione di un adulto. Se si hanno dubbi sull'uso corretto o sull'efficacia della maschera, consultare un professionista o seguire le istruzioni riportate sulla confezione.

DK - Sikkerhedsinstruktioner for 3-lags beskyttelsesmaske

Beskyttelsesmasken er designet til at beskytte mod støv, snavs og virale infektioner. Brug masken kun til det tilsigtede formål – til at beskytte luftvejene i risikoområder som offentlige steder, hospitaler eller ved kontakt med syge personer. Vask hænderne med vand og sæbe eller brug en alkoholbaseret desinfektionsmiddel, før du tager masken på. Placer masken på dit ansigt, så den dækker næse og mund, og sørg for, at den passer tæt. Placer elastikkerne bag ørerne, så masken sidder godt fast på ansigtet. Hvis masken er udstyret med plastforstærkning, skal du sørge for, at den er korrekt placeret for at forme sig anatomisk perfekt omkring næsen og ansigtet. Denne maske er beregnet til engangsbrug. Efter brug skal den straks bortskaffes. Brug aldrig masken igen. Hvis masken bliver fugtig, beskadiget eller snavset under brug, skal den straks udskiftes med en ny. Når du tager masken på og af, skal du undgå at røre ved indersiden af masken for at undgå forurening. Hvis masken forårsager hudirritation eller andre sundhedsmæssige problemer under brug, skal du stoppe med at bruge den og konsultere en læge. Hvis masken kommer i kontakt med kontaminerede væsker, skal den straks udskiftes. Opbevar masken et tørt og rent sted, væk fra direkte sollys og varmekilder. Masken har en antibakteriel filtreringseffektivitet på 99,5 % og er designet til at forhindre indtrængning af væsker og partikler. Den er dog ikke beregnet til at beskytte mod giftige gasser eller andre kemikalier. Denne maske er ikke beregnet til børn under 2 år. Børn over 2 år skal kun bruge den under opsyn af en voksen. Hvis du har tvivl om korrekt brug eller effektiviteten af masken, skal du konsultere en fagperson eller følge producentens instruktioner på emballagen.

NL - Veiligheidsinstructies voor een 3-laags beschermingsmasker

Het beschermingsmasker is ontworpen om te beschermen tegen stof, vuil en virale infecties. Gebruik het masker alleen voor het beoogde doel – ter bescherming van de luchtwegen in risicovolle omgevingen, zoals openbare plaatsen, ziekenhuizen of bij contact met zieke personen. Was uw handen met water en zeep of gebruik een alcoholhoudend desinfectiemiddel voordat u het masker aanbrengt. Plaats het masker op uw gezicht zodat het de neus en mond bedekt, en zorg ervoor dat het goed aansluit. Plaats de elastieken achter uw oren zodat het masker goed aansluit op het gezicht. Als het masker voorzien is van een kunststof versteviging, zorg dan dat deze correct is geplaatst voor een perfecte anatomische pasvorm rond de neus en het gezicht. Dit masker is bedoeld voor eenmalig gebruik. Gooi het masker onmiddellijk weg na gebruik. Gebruik het masker nooit opnieuw. Als het masker tijdens gebruik vochtig, beschadigd of vervuild raakt, vervang het dan onmiddellijk door een nieuw exemplaar. Vermijd het aanraken van de binnenkant van het masker bij het aan- en uittrekken om besmetting te voorkomen. Als het masker huidirritatie of andere gezondheidsproblemen veroorzaakt tijdens het dragen, stop dan onmiddellijk met het gebruik en raadpleeg een arts. Als het masker in contact komt met besmette vloeistoffen, vervang het dan onmiddellijk. Bewaar het masker op een droge en schone plaats, uit de buurt van direct zonlicht en warmtebronnen. Het masker heeft een antibacteriële filtratie-efficiëntie van 99,5% en is ontworpen om de doorgang van vloeistoffen en deeltjes te voorkomen. Het is echter niet bedoeld om te beschermen tegen giftige gassen of andere chemicaliën. Dit masker is niet bedoeld voor gebruik door kinderen jonger dan 2 jaar. Kinderen boven de 2 jaar moeten het masker alleen onder toezicht van een volwassene dragen. Als u twijfels heeft over het juiste gebruik of de effectiviteit van het masker, raadpleeg dan een specialist of volg de aanwijzingen op de verpakking.

SE - Säkerhetsinstruktioner för 3-lagers skyddsmunskydd

Skyddsmasken är utformad för att skydda mot damm, smuts och virala infektioner. Använd masken endast för det avsedda syftet – för att skydda luftvägarna i riskfyllda miljöer som offentliga platser, sjukhus eller vid kontakt med sjuka personer. Tvätta händerna med vatten och tvål eller använd ett alkoholbaserat desinfektionsmedel innan du sätter på masken. Placera masken på ansiktet så att den täcker näsa och mun och se till att den sitter tätt. Sätt elastiska band bakom öronen så att masken passar ordentligt på ansiktet. Om masken är utrustad med plastförstärkning, kontrollera att den är korrekt placerad för att ge en perfekt anatomisk passform runt näsa och ansikte. Denna mask är avsedd för engångsbruk. Kassera masken omedelbart efter användning. Använd aldrig masken igen. Om masken blir fuktig, skadad eller smutsig under användning, byt ut den omedelbart mot en ny. Vid på- och avtagning av masken, undvik att röra vid insidan av masken för att förhindra kontaminering. Om masken orsakar hudirritation eller andra hälsoproblem under användning, sluta använda den omedelbart och konsultera en läkare. Om masken kommer i kontakt med kontaminerade vätskor, byt ut den omedelbart. Förvara masken på en torr och ren plats, bort från direkt solljus och värmekällor. Masken har en antibakteriell filtreringseffektivitet på 99,5 % och är utformad för att hindra vätskor och partiklar från att tränga igenom. Den är dock inte avsedd att skydda mot giftiga gaser eller andra kemikalier. Denna mask är inte avsedd för användning av barn under 2 år. Barn över 2 år bör använda masken endast under uppsikt av en vuxen. Om du har några tvivel om rätt användning eller effektivitet, konsultera en specialist eller följ instruktionerna på förpackningen.

FI - Turvallisuusohjeet 3-kerroksiselle suojaamaskille

Suojaamaski on suunniteltu suojaamaan pölyltä, lialta ja virustartunnoilta. Käytä maskia vain sen tarkoitukseen – suojaamaan hengitysteitä riskialttiissa ympäristöissä, kuten julkisilla paikoilla, sairaaloissa tai kontaktissa sairaiden henkilöiden kanssa. Pese kädet vedellä ja saippualla tai käytä alkoholia sisältävää käsidesinfointiainetta ennen maskin pukemista. Aseta maski kasvoille niin, että se peittää nenän ja suun, ja varmista, että se istuu tiukasti. Aseta korvakorut korvien taakse niin, että maski istuu hyvin kasvoille. Jos maskissa on muovivahvistus, varmista, että se on oikein sijoitettu täydellisen anatomisen muodon saamiseksi nenän ja kasvojen ympärille. Tämä maski on tarkoitettu kertakäyttöön. Hävitä maski heti käytön jälkeen. Älä käytä maskia uudelleen. Jos maski kostuu, vahingoittuu tai likaantuu käytön aikana, vaihda se välittömästi uuteen. Kun laitat tai otat maskin pois, vältä koskettamasta maskin sisäpuolta kontaminaation estämiseksi. Jos maski aiheuttaa ihottumaa tai muita terveysongelmia käytön aikana, lopeta sen käyttö välittömästi ja ota yhteyttä lääkäriin. Jos maski joutuu kosketuksiin saastuneiden nesteiden kanssa, vaihda se heti. Säilytä maski kuivassa ja puhtaassa paikassa, pois suoralta auringonvalolta ja lämmönlähteistä. Maskilla on 99,5 % antibakteerinen suodattotehokkuus ja se on suunniteltu estämään nesteiden ja hiukkasten pääsy. Se ei kuitenkaan ole tarkoitettu suojaamaan myrkyllisiltä kaasuilta tai muilta kemikaaleilta. Tämä maski ei ole tarkoitettu alle 2-vuotiaille lapsille. Yli 2-vuotiaiden lasten tulee käyttää maskia vain aikuisen valvonnassa. Jos sinulla on epäilyksiä maskin oikeasta käytöstä tai sen tehokkuudesta, ota yhteyttä asiantuntijaan tai noudata pakkauksessa olevia ohjeita.

NO - Sikkerhetsinstruksjoner for 3-lags beskyttelsesmaske

Beskyttelsesmasken er designet for å beskytte mot støv, smuss og virale infeksjoner. Bruk masken kun for sitt tiltenkte formål – for å beskytte luftveiene i risikofylte miljøer som offentlige steder, sykehus eller ved kontakt med syke personer. Vask hendene med vann og såpe eller bruk et alkoholbasert

desinfeksjonsmiddel før du setter på masken. Plasser masken på ansiktet slik at den dekker nese og munn, og sørg for at den sitter tett. Fest elastikkene bak ørene slik at masken passer tett mot ansiktet. Hvis masken har plastforsterkning, sørg for at den er riktig plassert for en perfekt anatomisk tilpasning rundt nese og ansikt. Denne masken er beregnet for engangsbruk. Kast masken umiddelbart etter bruk. Bruk den aldri på nytt. Hvis masken blir våt, skadet eller forurenset under bruk, bytt den umiddelbart ut med en ny. Unngå å berøre innsiden av masken når du tar den på eller av, for å unngå kontaminering. Hvis masken forårsaker hudirritasjon eller andre helseproblemer under bruk, slutt å bruke den umiddelbart og kontakt lege. Hvis masken kommer i kontakt med forurensete væsker, bytt den umiddelbart. Oppbevar masken på et tørt og rent sted, unna direkte sollys og varmekilder. Masken har en antibakteriell filtreringseffektivitet på 99,5 % og er designet for å hindre væsker og partikler i å trenge igjennom. Den er imidlertid ikke beregnet for å beskytte mot giftige gasser eller andre kjemikalier. Denne masken er ikke beregnet for bruk av barn under 2 år. Barn over 2 år bør bruke masken kun under tilsyn av en voksen. Hvis du er usikker på riktig bruk eller effektivitet av masken, kontakt en spesialist eller følg instruksjonene på emballasjen.

GR - Οδηγίες ασφαλείας για προστατευτική μάσκα 3 στρωμάτων

Η προστατευτική μάσκα έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει από τη σκόνη, τους ρύπους και τις ιογενείς λοιμώξεις. Χρησιμοποιήστε τη μάσκα μόνο για τον προορισμό της – για την προστασία των αναπνευστικών οδών σε επικίνδυνες περιοχές, όπως δημόσιοι χώροι, νοσοκομεία ή σε επαφή με άτομα που νοσούν. Πλύνετε τα χέρια σας με νερό και σαπούνι ή χρησιμοποιήστε απολυμαντικό διάλυμα αλκοόλης πριν φορέσετε τη μάσκα. Τοποθετήστε τη μάσκα στο πρόσωπο έτσι ώστε να καλύπτει τη μύτη και το στόμα και βεβαιωθείτε ότι εφαρμόζει σωστά. Τοποθετήστε τα ελαστικά πίσω από τα αυτιά έτσι ώστε η μάσκα να εφαρμόζει σωστά στο πρόσωπο. Αν η μάσκα διαθέτει πλαστική ενίσχυση, βεβαιωθείτε ότι είναι τοποθετημένη σωστά για την τέλεια ανατομική εφαρμογή γύρω από τη μύτη και το πρόσωπο. Αυτή η μάσκα είναι για μία χρήση. Απορρίψτε τη μάσκα αμέσως μετά τη χρήση. Μην την ξαναχρησιμοποιήσετε. Εάν η μάσκα υγρανθεί, υποστεί ζημιά ή μολυνθεί κατά τη διάρκεια της χρήσης, αντικαταστήστε την αμέσως με καινούργια. Όταν τοποθετείτε ή αφαιρείτε τη μάσκα, αποφύγετε να αγγίζετε το εσωτερικό της για να αποτρέψετε τη μόλυνση. Εάν η μάσκα προκαλεί ερεθισμό στο δέρμα ή άλλα προβλήματα υγείας κατά τη διάρκεια της χρήσης, σταματήστε αμέσως να τη χρησιμοποιείτε και συμβουλευτείτε γιατρό. Εάν η μάσκα έρθει σε επαφή με μολυσμένα υγρά, αντικαταστήστε την αμέσως. Αποθηκεύστε τη μάσκα σε δροσερό και καθαρό μέρος, μακριά από άμεσο ηλιακό φως και πηγές θερμότητας. Η μάσκα έχει αποδοτικότητα φιλτραρίσματος βακτηρίων 99,5% και έχει σχεδιαστεί για να εμποδίζει την είσοδο υγρών και σωματιδίων. Ωστόσο, δεν είναι σχεδιασμένη για προστασία από τοξικά αέρια ή άλλες χημικές ουσίες. Αυτή η μάσκα δεν είναι κατάλληλη για παιδιά κάτω των 2 ετών. Τα παιδιά άνω των 2 ετών θα πρέπει να τη φορούν μόνο υπό την επίβλεψη ενήλικου. Εάν έχετε αμφιβολίες για τη σωστή χρήση ή την αποτελεσματικότητα της μάσκας, συμβουλευτείτε έναν ειδικό ή ακολουθήστε τις οδηγίες στη συσκευασία.

МК - Упатства за безбедност за заштитна маска со 3 слоја

Заштитната маска е дизајнирана да штити од прав, нечистотија и вирусни инфекции. Користете ја маската само за нејзината намена – за заштита на дишните патишта во ризични средини како што се јавни простории, болници или при контакт со болни лица. Измијте ги рацете со вода и сапун или користете дезинфекционо средство на база на алкохол пред да ја ставите маската. Поставете ја маската на лицето така што ќе ги покрие носот и устата и осигурајте се дека правилно прилега. Поставете ги еластичните ленти зад ушите така што маската ќе прилега убаво на лицето.

Ако маската е опремена со пластична поддршка, осигурајте се дека е правилно поставена за совршено анатомско обликување околу носот и лицето. Оваа маска е наменета за еднократна употреба. Immediately dispose of the mask after use. Never reuse it. If the mask becomes wet, damaged, or contaminated during use, replace it immediately. When putting on or removing the mask, avoid touching the inside to prevent contamination. If the mask causes skin irritation or other health issues during use, stop using it immediately and consult a doctor. If the mask comes into contact with contaminated liquids, replace it immediately. Store the mask in a dry, clean place, away from direct sunlight and heat sources. The mask has a 99.5% antibacterial filtration efficiency and is designed to prevent liquids and particles from penetrating. However, it is not intended to protect against toxic gases or other chemicals. This mask is not intended for use by children under 2 years of age. Children over this age should only use it under adult supervision. If you have doubts about the correct use or effectiveness of the mask, consult a specialist or follow the instructions on the packaging.

SI - Varnostna navodila za zaščitno masko s 3 plastmi

Zaščitna maska je zasnovana za zaščito pred prahom, umazanijo in virusnimi okužbami. Masko uporabljajte samo za njen namen – za zaščito dihalnih poti v nevarnih okoljih, kot so javni prostori, bolnišnice ali pri stiku z bolnimi osebami. Pred nošenjem maske si temeljito umijte roke z vodo in milom ali uporabite alkoholno razkužilo. Masko namestite na obraz tako, da pokrije nos in usta ter preverite, ali dobro prilega. Elastične trakove namestite za ušesa, da maska trdno prilega obrazu. Če ima maska plastično ojačitev, poskrbite, da je pravilno nameščena za popolno anatomsko oblikovanje okoli nosu in obraza. Ta maska je namenjena za enkratno uporabo. Takoj po uporabi jo zavržite. Nikoli je ne uporabljajte večkrat. Če maska med uporabo postane vlažna, poškodovana ali onesnažena, jo takoj zamenjajte. Pri nameščanju ali snemanju maske se izogibajte dotikanju notranje strani maske, da preprečite kontaminacijo. Če maska med nošenjem povzroči draženje kože ali druge zdravstvene težave, takoj prenehajte z uporabo in se posvetujte z zdravnikom. Če maska pride v stik z onesnaženimi tekočinami, jo takoj zamenjajte. Shranjujte masko na suhem in čistem mestu, stran od neposredne sončne svetlobe in virov toplote. Maska ima antibakterijsko filtracijsko učinkovitost 99,5 % in je zasnovana tako, da prepreči prehod tekočin in delcev. Vendar ni namenjena zaščiti pred strupenimi plini ali drugimi kemikalijami. Ta maska ni namenjena za otroke, mlajše od 2 let. Otroci, starejši od tega, naj jo uporabljajo samo pod nadzorom odrasle osebe. Če imate dvome o pravilni uporabi ali učinkovitosti maske, se posvetujte s strokovnjakom ali sledite navodilom na embalaži.

RS - Безбедносне инструкции за заштитну masko са 3 слоја

Заштитна маска је дизајнирана да штити од праха, прљавштине и вирусних инфекција. Користите masko само у складу са њеном наменом – за заштиту респираторних путева у ризичним срединама као што су јавни простори, болнице или у контакту са болесним особама. Пре стављања маске, оперите руке водом и сапуном или користите дезинфекционо средство на бази алкохола. Поставите masko на лице тако да покрије нос и уста, и осигурајте да добро прилаже. Поставите еластичне траке иза ушију како би маска чврсто прилегала уз лице. Ако маска има пластичну потпору, уверите се да је исправно постављена за савршено анатомско обликовање око носа и лица. Ова маска је намењена за једнократну употребу. Одмах је одбаците након употребе. Немојте је поново користити. Ако маска током употребе постане влажна, оштећена или контаминирана, одмах је замените. При стављању или скидању маске избегавајте додиривање унутрашње стране маске, како бисте избегли контаминацију. Ако маска током ношења изазове иритацију коже или друге здравствене проблеме, одмах престаните да је користите и консултујте

се са лекаром. Ако маска дође у контакт са контаминираним течностима, одмах је замените. Чувајте маску на сувом и чистом месту, далеко од директне сунчеве светлости и извора топлоте. Маса има антибактеријску филтрациону ефикасност од 99,5% и дизајнирана је тако да спречи продор течности и честица. Међутим, није намењена за заштиту од токсичних гасова или других хемијских супстанци. Ова маска није намењена деци млађој од 2 године. Деца старија од овог узраста треба да је користе само под надзором одрасле особе. Ако имате недоумице о исправној употреби или ефективности маске, консултујте се са стручњаком или следите упутства на паковању.

HR - Sigurnosne upute za zaštitnu masku s 3 sloja

Zaštitna maska dizajnirana je za zaštitu od prašine, prljavštine i virusnih infekcija. Koristite masku samo u skladu s njenom namjenom – za zaštitu dišnih putova u rizičnim sredinama poput javnih prostora, bolnica ili pri kontaktu s bolesnim osobama. Prije stavljanja maske, operite ruke vodom i sapunom ili upotrijebite alkoholni dezinfekcijski sredstvo. Stavite masku na lice tako da pokrije nos i usta, te osigurajte da dobro prijanja. Postavite elastične trakove iza ušiju kako bi maska čvrsto prijanjala uz lice. Ako maska ima plastičnu potporu, provjerite je li ispravno postavljena za savršeno anatomsko oblikovanje oko nosa i lica. Ova maska je namijenjena za jednokratnu upotrebu. Odmah je odbacite nakon upotrebe. Nikada je ne koristite ponovno. Ako maska tijekom upotrebe postane vlažna, oštećena ili kontaminirana, odmah je zamijenite. Prilikom stavljanja i skidanja maske izbjegavajte dodirivanje unutrašnje strane maske kako biste spriječili kontaminaciju. Ako maska tijekom nošenja izazove iritaciju kože ili druge zdravstvene probleme, odmah prestanite koristiti masku i konzultirajte se s liječnikom. Ako maska dođe u kontakt s kontaminiranim tekućinama, odmah je zamijenite. Čuvajte masku na suhom i čistom mjestu, dalje od izravne sunčeve svjetlosti i izvora topline. Maska ima antibakterijsku filtracijsku učinkovitost od 99,5% i dizajnirana je za sprečavanje prolaska tekućina i čestica. Međutim, nije namijenjena za zaštitu od otrovnih plinova ili drugih kemikalija. Ova maska nije namijenjena za djecu mlađu od 2 godine. Djeca starija od ove dobi trebaju je koristiti samo pod nadzorom odrasle osobe. Ako imate bilo kakve sumnje u vezi s ispravnom uporabom ili učinkovitosti maske, konzultirajte se sa stručnjakom ili slijedite upute na pakiranju.

BATERIE CENTRUM s.r.o.

CZ – Výrobce/Distributor: BATERIE CENTRUM, s.r.o., Michálkovická 2031/109c, 710 00 Ostrava,
Tel.: +420 596 245 841, email: info@bateriecentrum.cz

SK – Dovožca: BATERIE CENTRUM SK, s.r.o., Bytčická 16, 010 01 Žilina, Tel.: 00421 696 982 406,
email: hu@bateriecentrum.cz

HU – Importőr: BATERIE CENTRUM HU KFT., 3600 ÓZD, Vasvár u.33, Hungary,
email: info@bateriecentrum.cz

PL – Importer: TRIXLINE Polska sp. z.o.o. ul. Gazownicza 5/1, Bielsko-Biała, 43-300 Polska,
Tel.: +48881311609, email: info@bateriecentrum.cz